

מדרסים בהתאמה ממוחשבת

מדרסים מומלצים כאשר חלוקת העומסים על כף הרגל אינה תקינה ואו כאשר אורך החיים מכתוב עמידה ממושכת. כל אלו עשויים להוביל לכאבים בחלקים שונים בגוף.

כפות הרגליים הן הבסיס של גופנו, יציבה לקויה ללא תמיכה נכונה עשויה לגרום לתגובת שרשרת של כאב גב, אגן, ברכיים, קרסול, כף הרגל ועייפות כללית.

תפקידו של המדרס

לתקן את מנח כף הרגל - הזווית בה כף רגלינו מונחת תשפיע על ההליכה, היציבות ועל המפרקים השונים.

פילוג לחצים - כאשר באזור אחד ישנו לחץ גבוה מאזור אחר, המדרס יפזר לחצים אלו ויפחית את העומסים באזורים הכואבים.

שיפור היציבה - המדרסים מקנים יציבות הם ממלאים את החלקים שאינם נתמכים על ידי הנעל.

התאמת מדרסים ממוחשבת

התאמת המדרסים נעשית באמצעות מערכת סריקה ממוחשבת של כפות הרגלים שפותחה בישראל. המערכת מצוידת בסנסורים ברומטרים, שבאמצעות מבחני לחץ סטטיים מספקים ניתוח מקיף ומעמיק של כף הרגל.

בתום סריקה שאורכת מספר דקות המערכת מספקת תמונת מצב של מבנה הקשת וחלוקת הלחצים בכף הרגל, וממליצה על מדרס מתאים הבנוי ע"פ מספר מודלים.

מבנה המדרס

המדרסים בנויים מ 3 שכבות. השכבה העליונה עשויה מסיבי נחושת אשר עוזרים במניעת חיידקים ופטרייות. השכבה האמצעית Pro-shox עשויה פוליאורתן ליצירת נוחות מרבית ובלימת זעזועים. השכבה התחתונה מעניקה תמיכה לכף הרגל. המדרס מגיע עם התאמה לכל סוגי הקשתות - רגילה, נמוכה, או גבוהה. בחלקו הקדמי בעל שתי אפשרויות, ניטרלי או תמיכתי. בחלקו האחורי בעל שתי אפשרויות, ניטרלי או עקב מתקן.

כדאי להשתמש במדרסים בהדרגה, על מנת לתת לכפות הרגליים להתרגל. בממוצע לוקח בין שבוע לשבועיים להתרגל למדרסים בצורה אופטימלית. אנו מתחייבים לאפשרות של 15 ימים להחזרה מצד הלקוח, במידה והלקוח אינו מרוצה מהמדרס.

עלות

השתתפות עצמית בסך 60 ₪ לחברי מושלם.